

## DINO EYE ( TV )

---

### AM422X Dino-Eye (TV)



Dino Eye AM422X adalah kamera lensa Eye Piece untuk mikroskop. AM422X memiliki desain tubular yang dibuat untuk masuk ke sebagian besar slot lensa mata berukuran Diameter 23mm,30mm dan 30.5mm.



Dino Eye dapat digunakan dalam waktu yang lama di laboratorium atau di tempat produksi. Dengan menggunakan Dino Eye anda dapat meningkatkan pengalaman mengajar guru dalam presentasi dengan visual secara langsung.

Dengan menyambungkan Dino Eye pada televisi atau proyektor, dan perangkat daya ke listrik Dino-Lite siap di gunakan.

Pertanyaan **contact support (Klik)**

**Cara memilih KLIK**

**Warranty : 1 Tahun, Made in : Taiwan**



---

## SPECIFICATIONS

<b>Image Quality</b>	640 x 480 (VGA)
<b>Connection</b>	Composite Video

## ADDITIONAL INFO

### Specifications

Model	AM422X Dino-Eye (TV)
Interface	Composite Video
Product Resolution	640x480 pixels (VGA)
Sensor	Color CMOS
Unit Weight	100(g)
	72mm (H) x 23mm (D)
Unit Dimension	Fits 23mm, 30mm, 30.5mm diameter eyepiece slots
Package Dimensions	16cm(L) x 16cm(W) x 6cm (H)