


BL-ZW1 Dino-Lite Backlight Pad



BL-ZW1 adalah meja iluminasi cahaya dengan polarisasi disesuaikan untuk Dino-Lite.

Harap dicatat bahwa fitur polarisasi harus digunakan dengan mikroskop digital Dino-Lite dengan kemampuan **polarisasi KODE DINOLITE (z)**; seperti AM4113ZT atau AD4113ZT. Aksesori tambahan yang dapat dilampirkan ke BL-ZW1 adalah Clip BL-GC1 Gem (BL-GC1 Gem Clip dijual terpisah).

Kemampuan polarisasi BL-ZW1 dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti geologi (memeriksa bagian batu tipis), metalurgi, dan kimia.

Untuk titik pemilik bisnis pandang, dapat digunakan untuk perhiasan untuk memeriksa dan penyajian perhiasan / permata. BL-ZW1 polarisasi juga dapat berguna untuk aplikasi industri; seperti memeriksa papan sirkuit fleksibel (FPC) untuk kekurangan dan cacat.

Power Source : USB or DC adaptor switchable



Operating Voltage : DC 5V+- 0.5V

Light Intensity : over 5000 cd /m² Freely rotatable polarizer works with handheld digital microscope AM4113ZT or handheld digital microscope AD4113ZT

Housing Material : Aluminum Alloy

Pertanyaan **contact support (Klik)**

Simply by rotating the polarizing filter, the user can see through surfaces of fully or partially transparent materials as demonstrated with this video.



The video was recorded using the Dino-Lite AM413ZT, BL-ZW1 Backlight Pad, and BL-GC1 Gem Clip.

Dino-Lite
100% Authentic



SPECIFICATIONS

Aksesories

Lights & Control

ADDITIONAL INFO

SPECIFICATIONS

Model	BL-ZW1 Dino-Lite Backlight Pad
Polarizer	Yes
Unit Dimension	10cm (L) x 9cm (W) x 2cm (H)
Package Dimensions	16cm(L) x 16cm(W) x 6cm (H)