

BASIC STANDS

MS34B/MS34B-R2 Miniature Precision Stand



MS34B berfungsi untuk mengatur fokus agar lebih presisi dan stabil waktu visualisasi dan pengukuran.

Dengan gerakan vertikal MS34B/MS34B-R2 membuat penglihatan tinggi lebih stabil. Kami rekomendasikan stand ini untuk Dino-Lite 500x model seperti AM4113T5 atau Dino-Lite dengan pembesaran 200x .



Dino-Lite
100% Authentic



SPECIFICATIONS

Aksesories

Basic Stand

ADDITIONAL INFO

SPECIFICATIONS

Model	MS34B/MS34B-R2
Unit Weight	260(g)
Unit Dimension	11.5cm (L) x 7.5cm (W) x 13cm (H)
Package Dimensions	13cm(L) x 13cm(W) x 10cm(H)