

PROFESSIONAL STANDS

RK-05



Jika Anda ingin mengamati objek atau spesimen dari sudut pandang berbeda, Dino-Lite RK-05 menyediakan tampilan multi-sudut dengan fitur tiang 30 derajat yang tidak dapat dimiringkan.

RK-05 adalah penyangga yang ringan dengan desain satu langkah perakitan.

SPECIFICATIONS

ADDITIONAL INFO

Model	RK-05
Unit Weight	approx. 611 g = 1.35 lb.
Unit Dimension	14 cm (L) x 11 cm (W) x 16.5 cm (H)