

PROFESSIONAL STANDS

RK-10 RACK STABLE & PRECISE WITH FINE ADJUSTMENT



Stand universal Dino-Lite RK-10 adalah stand dengan meja yang stabil, menampilkan penyesuaian fine-focus yang tepat dan fungsi rilis cepat yang baru. Produk berkualitas tinggi ini kompatibel dengan rangkaian lengkap kamera mikroskop genggam kami, bahkan dengan model perbesaran tinggi seperti **AM4515T5 (500x)** dan **AM4515T8 (800x)** disarankan menggunakan model **Stand ini**.

RK-10 memiliki tombol pelepas cepat untuk gerakan vertikal cepat dan nyaman serta tombol penyesuaian fokus-halus yang sangat berguna pada pembesaran tinggi. Model ini juga mencakup penghentian keselamatan yang dapat disesuaikan yang membantu mencegah tabrakan yang tidak disengaja antara mikroskop dan objek yang sedang dilihat. Lengan horizontalnya yang dapat diatur memiliki rentang 7 inci dengan rotasi 360 derajat dan attachment lengan opsional tersedia yang meningkatkan jangkauan gerak efektifnya. Fitur-fitur ini bergabung untuk memberikan perintah lengkap dan kontrol orientasi dan posisi mikroskop untuk produktivitas maksimum dan kemudahan penggunaan.

RK-10 terdiri dari baja tahan karat dan aluminium ringan dengan pelat dasar disipasi statis. Kombinasi fitur ini membuat produk ini cocok untuk berbagai lingkungan termasuk industri, akademik, dan profesional.

Generasi Baru DinoLite (Klik)

Pertanyaan **contact support (Klik)**

SPECIFICATIONS

Aksesories

Profesional Stand

ADDITIONAL INFO



Model	Stand RK-10
Berat Unit	approx. 1050 g = 2 lb. 5 oz.
Dimensi	22 cm (L) x 15 cm (W) x 23 cm (H)
Dimensi Packaging	29.5 cm (L) x 16.7 cm (W) x 8.5 cm (H)