


LIGHT & CONTROL

SL-ZW1 Side Light with Polarizer



SL-ZW1 bukanlah lampu artikulasikan USB biasa. SL-ZW1 adalah USB powered lampu LED terpolarisasi yang dapat digunakan dengan terpolarisasi model Dino-Lite. Dengan rotasi sederhana, Anda dapat menyesuaikan jumlah terpolarisasi pencahayaan diperlukan untuk citra yang tepat. Untuk mengambil keuntungan dari cahaya polarisasi, aksesori yang terbaik untuk digunakan dengan model Dino-Lite yang memiliki kemampuan polarisasi seperti AM4113ZT, AM4113ZTL atau AD4113ZT.

 microscope light

Aksesori ini sangat bagus untuk aplikasi seperti inspeksi perhiasan, dan juga bagus untuk kondisi dimana Dino-Lite terlalu jauh dari objek tetapi masih memerlukan pencahayaan terpolarisasi. Jika Dino-lite tidak memiliki fitur polarisasi, Anda masih dapat menggunakannya sebagai pencahayaan eksternal tambahan atau sebagai lampu samping untuk meningkatkan tampilan topografi permukaan! Alat diinginkan ini adalah aksesori bagus yang merupakan tambahan yang bagus untuk Dino-Lite genggam digital keluarga mikroskop.



Dino-Lite
100% Authentic



SPECIFICATIONS

Aksesories

Lights & Control

ADDITIONAL INFO

SPECIFICATIONS

Model	SL-ZW1-Side Light with Polarizer
Interface	USB

Polarizer	Yes
Unit Weight	56(g)
Unit Dimension	40cm (L) x 1.6cm (W)
Package Dimensions	16cm(L) x 16cm(W) x 6cm (H)